



Rötzmeier® Feindosierer 1¼": D125

Artikelbilder



Beschreibung

Feindosierer 1¼": D125 Feindosierer aus hochwertigem und beständigem Edelstahl Made in Germany (Salzkotten) Zum sicheren Dosieren von Flüssigkeiten Passt auf alle Sicherheitskannen und Sicherheits-Transportkannen Dichtung aus beständigem PTFE-PTFE

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0155
Hersteller (Marke)	Rötzmeier
VGKL Nummer	383951125

