



Rötzmeier[®] Tränkbehälter 4l: TB4

Artikelbilder



Beschreibung

Tränkbehälter 4l: TB4 Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, made in Germany (Salzkotten) Behälter aus hochwertigem und beständigem Edelstahl – Wandstärke 0,8 mm Zum kontrollierten Tränken von Lappen, z.B. Tränkung mit Lösungsmitteln zur Reinigung von Teilen Minimiert den Verbrauch Hohe Standfestigkeit des Behälters Flammensicherung im Tränkteller Tränkteller federnd gelagert Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Sicherheitsstandgefäße, Behälter, Edelstahlbehälter

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0185
Hersteller (Marke)	Rötzmeier

