



Rötzmeier[®] Waschbehälter 4l: WB4

Artikelbilder



Beschreibung

Waschbehälter 4l: WB4 Sicherheitsbehälter aus Edelstahl, made in Germany (Salzkotten) Behälter aus hochwertigem und beständigem Edelstahl – Wandstärke 0,8 mm Zum sicheren Reinigen von Teilen und Werkzeugen mit entflammaren Flüssigkeiten Deckel schließt im Brandfall Labortopf, Edelstahl, Gefäß, Gefäße, Sicherheitsstandgefäße, Behälter, Edelstahlbehälter

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	RZ-0186
Hersteller (Marke)	Rötzmeier

