



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



SI Analytics® Durchsicht-Thermostat Ct 72/P, 230V

4.584,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images

Beschreibung

Durchsicht-Thermostat Version: 230 V/50Hz, Arbeitstemperatur +10°C bis +60°C, Acrylglasbehälter für bis zu 2 Messstellen, Heizung mit Pt 100-PID-Regelung

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-1653
Hersteller (Marke)	SI Analytics
Transporttemperatur	Raumtemperatur

