



SI Analytics[®] Leitfähigkeitsmesszelle Lf313T Ids

Artikelbilder

Beschreibung

IDS-Elektroden, IDS[®] Reinstwasser-Leitfähigkeitsmesszelle mit Duchflußmessgefäß, Stahl V4A Schaft, 1,5 m Kabel mit Digitalstecker, Sensormaterial Stahl V4A, Zellkonstante 0,1 cm⁻¹, Temp.-sensor NTC 30 kOhm, Länge 120 mm, 12 mm Ø, 0...+100 °C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0893
Hersteller (Marke)	SI Analytics

