



SI Analytics® Mehrparameter-Messgerät Lab 875

Artikelbilder

Beschreibung

IDS Labor-Multiparameter-Messgerät, Einkanalgerät zum Anschluß von IDS-Sensoren zur Bestimmung von pH, mV, LF, O2 und Temperatur. Mini USB-B Schnittstelle, Datenspeicher, GLP-konform mit Stativ und Netzteil.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-1004
Hersteller (Marke)	SI Analytics

