



## SI Analytics<sup>®</sup> Mehrparameter-Messgerät Lab 875P

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

IDS Labor-Multiparameter-Messgerät, Einkanalgerät mit integriertem Drucker zum Anschluß von IDS-Sensoren zur Bestimmung von pH, mV, LF, O2 und Temperatur. Mini USB-B Schnittstelle, Datenspeicher, GLP-konform mit Stativ und Netzteil.

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SY-1005
Hersteller (Marke)	SI Analytics

