



## SI Analytics<sup>®</sup> Mehrparameter-Messgerät Prolab 2500

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

IDS Labor-Multiparameter-Messgerät, Dreikanalgerät zum Anschluß von IDS-Sensoren zur Bestimmung von pH, mV, LF, O2 und Temperatur. USB-A und Mini USB-B Schnittstelle, Datenspeicher, GLP-konform. Mit Stativ, Netzteil und IDS-analog-Adapter.

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SY-1007
Hersteller (Marke)	SI Analytics

