



SI Analytics® Mess-Stativ Avs/Sk

Artikelbilder

Beschreibung

Messstativ AVS/SK aus PVDF-Kunststoff, für den Einsatz von Kapillar-Viskosimetern der Typen: 501 .., 516 .., 517 .., 518 .., 525 .., 526 .., 530 .., 532 .., 536 .., 537 .., 538 .., 540 .. und 541 .. in Temperierbädern von 0°C bis +80°C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-1564
Hersteller (Marke)	SI Analytics
VGKL Nummer	692731011

