



SI Analytics[®] Probeneinfüllkupplung Vz 8605

Artikelbilder

Beschreibung

Schlauchkupplung mit Luer-Lock-Anschluss zum Befüllen mittels Spritzen über die Absaugleitung. Nur für Viskosimeter mit Absaug-/Befüllrohr und Gewindeanschluss, z.B. 4-schenklige Ubbelohde-Viskosimeter.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2586
Hersteller (Marke)	SI Analytics

