



SI Analytics® Probenwechsler Tw 7200

Artikelbilder

Beschreibung

Grundgerät ZW 7200 mit Probenhalter TZ 4016 für 16 Proben, ohne Bechergläser, inkl. Titrierkopf TZ 1467, Spülgerät MP 25, Netzteil 100- 240 V. Passende Bechergläser sind 150 ml TZ 1784, TZ 1788 oder 250 ml TZ 1787, TZ 1780

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2570
Hersteller (Marke)	SI Analytics

