



SI Analytics® Probenwechsler Tw 7200

Artikelbilder

Beschreibung

Grundgerät TW 7200 mit Probenteller TZ 4040 für 24 CSB-Proben nach DIN 38 409, ohne Gefäße, inkl. Titrierkopf TZ 1461, Redoxelektrode Pt 5901, Stabrührer TZ 1846, Titrierspitze TZ 1648, Netzteil 100- 240 V

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2569
Hersteller (Marke)	SI Analytics

