



SI Analytics® Probenwechsler Tw 7200

Artikelbilder

Beschreibung

Grundgerät TW 7200 mit Probenhalter TZ 4018 für 18 Proben, ohne Bechergläser, inkl. Titrierkopf TZ 1464 und Netzteil 100- 240 V.
Passende Bechergläser dazu sind TZ 1765 (100 ml hohe Form ohne Ausguss)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2567
Hersteller (Marke)	SI Analytics

