



SI Analytics[®] Probenwechsler Tw 7450-72-Mp

Artikelbilder

Beschreibung

Probenwechsler TW 7450, Grundgerät mit Probenrack TZ 3972 für 72 Proben, Titrierkopf TZ 3974, Spülgefäß TZ 3970, Spülpumpe MP 25, Stabrührer TZ 1847 und FEP-Schlauch (5 m), 100-240 V

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2543
Hersteller (Marke)	SI Analytics

