



## SI Analytics<sup>®</sup> Probenwechsler Tw7450-42Mp

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Probenwechsler TW 7450, Grundgerät mit Probenrack TZ 3942 für 42 Proben, Titrierkopf TZ 3967, Stabrrührer TZ 1847, Spülpumpe MP 25 und FEP-Schlauch (5 m), 100-240 V

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SY-2539
Hersteller (Marke)	SI Analytics

