



## SI Analytics<sup>®</sup> Probenwechslertw 7450-48-Mp

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Probenwechsler TW 7450, Grundgerät mit Probenrack TZ 3948 für 48 Proben, Titrierkopf TZ 3965, Spülgefäß TZ 3949, Spülpumpe MP 25, Stabrührer TZ 1847 und FEP-Schlauch (5 m), 100-240 V

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SY-2541
Hersteller (Marke)	SI Analytics

