



SI Analytics® Sauerstoffelektrode 9009/61

Artikelbilder

Beschreibung

Sauerstoffelektrode 9009/61, Membranbedeckter galvanischer Sensor, Kunststoffschaft, IMT Temperaturkompensation, incl. Wartungsset, 1½ m Festkabel mit 8-poligem Stecker, Länge 145 mm, 15,25 mm Ø, 0...+50 °C

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0369
Hersteller (Marke)	SI Analytics

