



SI Analytics® Stecker-Kabelkombination 9907/21

Artikelbilder

Beschreibung

Stecker-Kabelkombination 9907/21. Elektrodenstecker, 1 m zweiadriges Kabel bis 80 °C, 2 x 4-mm-Bananenstecker, für Widerstandsthermometer und 2-Pol-LF-Zellen ohne Temperatursensor (und zum Platinieren dieser LF-Zellen)

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-0673
Hersteller (Marke)	SI Analytics

