



SI Analytics[®] Temperiermantel 577 00

Artikelbilder

Beschreibung

Temperiermantel 577 00 für die Temperierung von Ubbelohde-Viskosimetern mit Umlauf-Thermostaten im Temperaturbereich von 0 °C bis +180 °C. Lieferumfang: Temperiermantel, Halteplatte und Schnellverschluss NW 60

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-1546
Hersteller (Marke)	SI Analytics
VGKL Nummer	692705508

