



SI Analytics® Titroline 5000

Artikelbilder



Beschreibung

TL 5000 Set für Salz/Chlorid -Titrationen, Lieferumfang: TL 5000/20 M 1, mit Ag-Einstabmesskette AgCl 62 RG, Kabel L 1 A, USB-Tastatur TZ 3838, USB-HUB TZ 3830, USB-Stick TZ 3836 und 1 L Braunglasflasche TZ 3803

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SY-2545
Hersteller (Marke)	SI Analytics

