



## SI Analytics<sup>®</sup> Ubb.-Viskosimeter V 54121

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

kalibriert für automatische Messungen, mit Befüll- und Reinigungsrohr, zum Anschluss an Spülautomat AVS<sup>®</sup> 24 und AVS<sup>®</sup> 26 Typ-Nr. 541 21, Kapillare-Nr. IIa, Konstante K = 0,5

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SY-1555
Hersteller (Marke)	SI Analytics

