




neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



## Sartorius® Gelatine-Filter, weiß, steril, 3µm, Gelatine-Filter

**319,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

### Product Images



## Beschreibung

---

Gelatinefilter zusammen mit den MD8 Luftkeimsammelgeräten (Gelatinefilter-Methode) werden zur Sammlung von Luftkeimen und Viren eingesetzt. Gelatinefilter-Einweeinheiten sind einzeln steril verpackte, anschlussfertige Einheiten bestehend aus Gelatinefilter und Halterung. Gelatine Membranfilter sind außerdem als Filterscheiben (Planfilter) für den Einsatz mit dem Filterhalter 17655 (80 mm) erhältlich. Auch kleinere Filterdurchmesser sind lieferbar. 'Absolute' Rückhalterate (99,9995% für Bac. sub. niger Sporen, 99,94% für T3 Coli Phagen) Die Filter schützen durch ihren Restfeuchtgehalt gesammelte Mikroorganismen vor dem Austrocknen Gelatinefilter sind komplett in Wasser auflösbar, daher sind die Proben in/auf verschiedenen Nährmedien anzüchtbar und bei hohen und niedrigen Keimkonzentrationen anwendbar - die Proben sind durch Hemmstoff unbeeinflusst Die Löslichkeit des Filters ist eine Voraussetzung für die quantitative Virensammlung

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	ST-3055
Hersteller (Marke)	Sartorius
Transporttemperatur	Raumtemperatur

