



Sartorius[®] Microsart Funnel 250

Artikelbilder



Beschreibung

Microsart® Funnel sind sterile Kunststofftrichter. Sie ermöglichen eine schnelle Durchführung der Filtration bei der Routineuntersuchung von Wasser, Getränken und Lebensmitteln, pharmazeutischen und kosmetischen Produkten. Nach Auflage einer Sartorius Stedim Biotech Gitternetzmembran auf eine sterile Edelstahl-Filterunterstützung wird der Microsart® Funnel einfach und praktisch aufgesetzt und die Probe per Vakuum filtriert. Der Trichter besteht aus Polypropylen und ist dadurch elastisch genug, um mittels eines Klick-Fit Verschlusses eine optimale Dichtung zu gewährleisten. Eine Graduierung mit Markierungen erlaubt eine ausreichend exakte Volumendosierung. Der große Innendurchmesser gestattet einen hohen Durchfluss und der optimierte Zulauf der Innenwandung ein einwandfüreies Nachspülen des Systems. Es bleibt keine Restflüssigkeit im Filtertrichter zurück. Zuverlässige Ergebnisse - ein neuer steriler Filtertrichter für jeden Test vermeidet mit Sicherheit Sekundärkontaminationen Zeitersparnis - keine vergeudete Zeit mehr durch Abflammen Einfaches Handling - kein Hantieren mit heißen Filtertrichtern mehr

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-3562
Hersteller (Marke)	Sartorius

