



Sartorius® Vivaflow 50 Ständer

Artikelbilder



Beschreibung

Die Vivaflow®-Einheiten sind gebrauchsfertige Tangentialfluss-Filtrationskassetten. Sie sind besten geeignet für das Aufkonzentrieren etwa von Zellkulturüberständen, Viren oder Gewässerproben. Eine Einheit enthält das komplette Zubehör für den Einsatz mit einer Laborschlauchpumpe und einem Pumpenkopf der Größe 16. Für ergänzendes Zubehör und Ersatz führt Sartorius ein breites Sortiment an Accessoires.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-2559
Hersteller (Marke)	Sartorius

