



Sartorius® Vivapure AdenoPACK™ 500

Artikelbilder



Beschreibung

Vivapure AdenoPACK 500 ist die Premiumvariante des Adeno PACK 100 für Viruspurifikation. In nur 2 Stunden werden 3×10^{13} Adenovirus Partikel purifiziert und konzentriert aus 500 ml Zellkultur. Dieses Ready-to-use Kit ist einfach und komfortabel mit einer Laborpumpe zu verwenden und gewährleistet dabei optimale Flusskontrolle bei minimalem Zeitaufwand. Dieses einfach zu bedienende Produkt ersetzt lange und ineffiziente Zäsiumchlorid-Dichtegrad-Messungsmethoden. Pumpen-Betriebungs-Kit Einfache und kontrollierte Aufreinigung von Adenoviren aus großen Zellkulturvolumina Virenaufreinigung basiert auf der Membran-Adsorber-Technologie Hochgeschwindigkeitsprozess in 2 Stunden fertig Praktisch, einfach zu handhabende Alternative zu CsCl Density Gradients Geeignet um mit 10 bis 25 Platten (bis zu 500 ml) zu verfahren Flexibles, kosteneffektivstes Kit auf dem Markt für die Aufreinigung von $1-3 \times 10^{13}$ Virenpartikeln

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	ST-6566
Hersteller (Marke)	Sartorius

