



neolab Migge GmbH  
Rischerstr. 7-9  
69123 Heidelberg  
Deutschland  
+49 (0)6221 /  
8442-44  
<https://www.neolab.de>  
e

Umsatzsteuer-  
Identifikationsnummer  
:  
DE 143 450 657



---

## Scotsman® Aufrechter Behälter, Behälterkapazität: 1068 kg

**10.682,00 €**  
**zzgl. MwSt &**  
**Versand**

## Product Images

---



## Beschreibung

---

Aufrechte Behälter. First-In-First-Out Prinzip sorgt für konstant frisches Eis und ein hohes Hygienelevel. Isoliert, innen abgerundet, für höhere Kapazitäten und längere Lagerung. Robust um auch die größten Eisbereiter auszuhalten. Frontfenster erlauben immer einen Blick auf das Produkt. Kapazitäten von 400 kg bis 1500 kg. Kompatibel mit allen Eisarten. Behälterkapazität: 1068 kg

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	SN-0031
Hersteller (Marke)	Scotsman
Transporttemperatur	Raumtemperatur

