




neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



Scotsman® Aufrechter Behälter, Behälterkapazität: 553 kg

7.314,00 €
zzgl. MwSt &
Versand

Product Images



Beschreibung

Aufrechte Behälter. First-In-First-Out Prinzip sorgt für konstant frisches Eis und ein hohes Hygienelevel. Isoliert, innen abgerundet, für höhere Kapazitäten und längere Lagerung. Robust um auch die größten Eisbereiter auszuhalten. Frontfenster erlauben immer einen Blick auf das Produkt. Kapazitäten von 400 kg bis 1500 kg. Kompatibel mit allen Eisarten. Behälterkapazität: 553 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SN-0029
Hersteller (Marke)	Scotsman
Transporttemperatur	Raumtemperatur

