



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Scotsman® Aufrechter Behälter,
Behälterkapazität: 812 kg**

**7.870,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Aufrechte Behälter. First-In-First-Out Prinzip sorgt für konstant frisches Eis und ein hohes Hygienelevel. Isoliert, innen abgerundet, für höhere Kapazitäten und längere Lagerung. Robust um auch die größten Eisbereiter auszuhalten. Frontfenster erlauben immer einen Blick auf das Produkt. Kapazitäten von 400 kg bis 1500 kg. Kompatibel mit allen Eisarten. Behälterkapazität: 812 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SN-0030
Hersteller (Marke)	Scotsman
Transporttemperatur	Raumtemperatur

