



neolab Migge GmbH
Rischerstr. 7-9
69123 Heidelberg
Deutschland
+49 (0)6221 /
8442-44
<https://www.neolab.de>
e

Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer
:
DE 143 450 657



**Scotsman® Vorratsbehälter SB 393,
Behälterkapazität: 181 kg**

**1.892,00 €
zzgl. MwSt &
Versand**



Beschreibung

Abgeschrägte Front. Isoliert, innen abgerundet, für den täglichen Umgang mit Eis. Einfach zu reinigen und zu warten, herausnehmbare Dichtungen. Die verstärkten Scharniere verlängern die Lebensdauer. Die abgeschrägte Front macht den Zugriff auf das Eis einfacher. Kapazitäten von 120 kg bis 400 kg. Kompatibel mit allen Eisarten. Behälterkapazität: 181 kg

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SN-0014
Hersteller (Marke)	Scotsman
VGKL Nummer	418802393
Transporttemperatur	Raumtemperatur

