



Systec® Dampfbeheizung und Sprühkühlung

Artikelbilder

Beschreibung

Dampfbeheizung und Sprühkühlung für Modellreihe: HX inklusive Stützdruck über den gesamten Sterilisationszyklus. Erwärmung durch Dampf und Kühlung durch direkt auf das Produkt gesprühtes kaltes VE-Wasser. Zur Sterilisation von Flüssigkeiten in verschlossenen Gefäßen, Kunststoffflaschen, Beuteln, Dosen Blister- oder Lebensmittelverpackungen etc. Für Systec HX-980 bis Systec HX-1180.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SX-0493
Hersteller (Marke)	Systec

