



Systemec[®] Dampfbeheizung und Sprühkühlung

Artikelbilder

Beschreibung

Dampfbeheizung und Sprühkühlung für Modellreihe: HX inklusive Stützdruck über den gesamten Sterilisationszyklus. Erwärmung durch Dampf und Kühlung durch direkt auf das Produkt gesprühtes kaltes VE-Wasser. Zur Sterilisation von Flüssigkeiten in verschlossenen Gefäßen, Kunststoffflaschen, Beuteln, Dosen Blister- oder Lebensmittelverpackungen etc. Für Systemec HX-210 bis Systemec HX-320.

Zusätzliche Informationen

| | |
|--------------------|----------|
| Art.-Nr. | SX-0486 |
| Hersteller (Marke) | Systemec |

