



Systec® Dampfbeheizung und Sprühkühlung

Artikelbilder

Beschreibung

Dampfbeheizung und Sprühkühlung für Modellreihe: HX inklusive Stützdruck über den gesamten Sterilisationszyklus. Erwärmung durch Dampf und Kühlung durch direkt auf das Produkt gesprühtes kaltes VE-Wasser. Zur Sterilisation von Flüssigkeiten in verschlossenen Gefäßen, Kunststoffflaschen, Beuteln, Dosen Blister- oder Lebensmittelverpackungen etc. Für Systec HX-1380 bis Systec HX-1580.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SX-0494
Hersteller (Marke)	Systec

