



Systec® Heißwasserberieselung und -kühlung

Artikelbilder

Beschreibung

Heißwasserberieselung und -kühlung für Modellreihe: HX inklusive Stützdruck über den gesamten Sterilisationszyklus. Einrichtung und Programm für Sterilisation mit Heißwasserberieselung und Sprühkühlung. Zur Sterilisation von Flüssigkeiten in verschlossenen Gefäßen, Kunststoffflaschen, Beuteln, Dosen Blister- oder Lebensmittelverpackungen etc. Für Systec HX-100 bis Systec HX-200.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SX-0485
Hersteller (Marke)	Systec

