



Systec® Heißwasserberieselung und -kühlung

Artikelbilder

Beschreibung

Heißwasserberieselung und -kühlung für Modellreihe: HX inklusive Stützdruck über den gesamten Sterilisationszyklus. Einrichtung und Programm für Sterilisation mit Heißwasserberieselung und Sprühkühlung. Zur Sterilisation von Flüssigkeiten in verschlossenen Gefäßen, Kunststoffflaschen, Beuteln, Dosen Blister- oder Lebensmittelverpackungen etc. Für Systec HX-1380 bis Systec HX-1580.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	SX-0489
Hersteller (Marke)	Systec

