



## Testo® 174 T - Starterkit

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Ideal für kontinuierliche Temperatur-Messungen: Mit dem Set überwachen Sie z.B. die Lagertemperatur von Arznei- oder Lebensmitteln immer zuverlässig. Im Set enthalten sind drei Mini-Temperatur-Datenlogger testo 174T, ein USB-Interface sowie die Software ComSoft Basic auf CD-ROM zum Programmieren und Auslesen der Datenlogger.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-0877
Hersteller (Marke)	Testo

