



Testo[®] 410-2 - Flügelrad-Anemometer

Artikelbilder



Beschreibung

Mit seinem handlichen Format ist unser Flügelrad-Anemometer testo 410-2 überaus praktisch für schnelle Kontroll-Messungen am Lüftungsgitter und im Outdoor-Bereich. Mit dem fest eingebauten Flügelrad (Durchmesser 30 mm) können Sie bereits niedrige Luftgeschwindigkeiten ab 0,4 m/s bis 20 m/s messen. Zur Überprüfung der Luftkonditionen ist das Windmessgerät mit unserem langzeitstabilen Testo-Feuchtesensor ausgestattet sowie mit einem NTC-Temperatursensor mit Messbereich von -10 ... +50 °C. Damit messen Sie zuverlässig Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Auf Knopfdruck zeigt das testo 410-2 weitere Parameter an: Die Taupunkt- und Feuchtkugeltemperatur (wet bulb) sowie die Windstärke Beaufort und die Windchill-Temperatur. Letztere ist die vom Mensch gefühlte Temperatur durch windbedingte Abkühlung. Das Windmessgerät bietet praktisches Zubehör und nützliche Funktionen. Wir haben das Flügelrad-Anemometer mit einer aufsteckbaren Schutzkappe ausgestattet. Sie bietet einen sicheren Schutz, wenn Sie das testo 410-2 gerade nicht im Einsatz haben. Nutzen Sie während der Messung die montierte Handschlaufe, sie verhindert ein Herunterfallen des Flügelrad-Anemometers. Überzeugen Sie sich hier von den nützlichen Funktionen des Windmessgeräts:

- Zeitliche Mittelwertbildung: Berechnung der durchschnittlichen Luftgeschwindigkeit beispielsweise am Lüftungsgitter (Luftauslass)
- Hold-Funktion: Ermöglicht, die aktuellen Messdaten von Luftgeschwindigkeit, Luftfeuchtigkeit und Lufttemperatur festzuhalten und sie mit anderen zu vergleichen
- Max-/Min-Werte: Zeigt Minimal- bzw. Maximalwerte seit letztem Einschalten bzw. seit letztem Zurücksetzen des Flügelrad-Anemometers an
- Beleuchtetes Display: Auch bei schlechten Sichtverhältnissen können Sie Ihre Messwerte einfach und schnell ablesen
- Auswählbare Einheiten: Luftgeschwindigkeit: m/s, km/h, fpm, mph, kts und Beaufort; Lufttemperatur: °C; °F und Windchill; Luftfeuchtigkeit: relative Luftfeuchte, Feuchtkugel- und Taupunkttemperatur

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0080
Hersteller (Marke)	Testo

