



Testo® 476 - Handstroboskop (Xenon)

Artikelbilder



Beschreibung

Mit dem lichtstarken Xenon-Handstroboskop testo 476 erscheinen sich schnell bewegende Objekte in Zeitlupe. Das Handstroboskop misst und prüft dabei Rotations- und Vibrationsbewegungen. Es ermöglicht die Messung von sehr kleinen Objekten oder an schwer zugänglichen Stellen – und dies ohne Unterbrechung des Produktionsprozesses. Das testo 476 eignet sich somit optimal zur Drehzahlmessung und zur Inspektion von hochfrequent bewegten Teilen. Wo das Handstroboskop testo 476 zum Einsatz kommt
Klima-/Ventilatorentechnik: Überwachung/Kontrolle des korrekten Betriebs von RLT-Anlagen Textilindustrie: Überwachung der Fadenführung an Strickmaschinen (extrem schnelle Blitzfrequenz gefordert) Automobilindustrie: Erkennen von Vibrations-Hotspots in Auspuffanlagen Verpackungsmaschinen: Überwachung des Flaschenverschlusses und der Etikettierung Metallfolienherstellung: Überwachung der Produktqualität Vibrationsfördertechnik: Überprüfung auf Defekte im laufenden Betrieb Druckindustrie/Flexodruck/Etikettendruck: Beobachtung der Druckqualität

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0579
Hersteller (Marke)	Testo

