



Testo® Funkmodul - für Messgerät

Artikelbilder



Beschreibung

Funkmodul für Messgerät, 869.85 MHz FSK, Zulassung für die Länder DE, FR, UK, BE, NL, ES, IT, SE, AT, DK, FI, HU, CZ, PL, GR, CH, PT, SI, MT, CY, SK, LU, EE, LT, IE, LV, NO.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0029
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680940188

