



Testo® Gaslecksuchsonde für Abgasanalysegeräte

Artikelbilder

Beschreibung

Die Gaslecksuchsonde kann wahlweise Methan (CH₄) oder Propan (C₃H₈) in einem Konzentrationsbereich von wenigen ppm bis 10.000 ppm aufspüren. Sie lässt sich schnell und einfach an das vorhandene Abgasmessgerät anschließen und eignet sich zum Gasnachweis in Räumen sowie für die Ortung von Leckstellen an Gasanlagen. Die Gaskonzentration wird in ppm am Messgerät angezeigt – und bei Grenzwertüberschreitungen warnen akustische und visuelle Signale.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0822
Hersteller (Marke)	Testo

