



Testo[®] Gefriergutfühler, NTC

Artikelbilder



Beschreibung

Der Gefriergutfühler (NTC) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von gefrorenen Lebensmitteln eingesetzt. Dank Spezialhandgriff und seiner schraubenförmigen Spitze lässt er sich direkt ins Gefriergut einschrauben, ohne dass Vorbohrungen notwendig sind. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler EN 13485 und HACCP konform ist, wenn er an ein entsprechendes Messgerät (z.B. testo 110) angeschlossen wird. Der Spezialhandgriff ist hitzebeständig bis zu einer Temperatur von +70 °C.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0221
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680933211

