



Testo[®] Halteklammer (5 Stück)

Artikelbilder



Beschreibung

Die Halteklammer ermöglicht in Kombination mit Kabelbindern die einfache und sichere Befestigung des Datenloggers, z.B. in Sterilisationsanlagen. Besonders hygienisch: Die Halteklammer hinterlässt keine Rückstände im Produkt oder in der Anlage, die zum Beispiel beim Einsatz von Klebeband entstehen.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0362
Hersteller (Marke)	Testo

