



## Testo<sup>®</sup> Hochpräziser Tauch-/Einstechfühler Pt100

### Artikelbilder

---



## Beschreibung

---

Hochpräzise Temperaturmessungen sind mit dem Tauch-/Einstechfühler mit Pt100-Sensor kein Problem. In Kombination mit einem passenden Testo-Temperaturmessgerät wie dem testo 735 ist die Systemgenauigkeit so hoch, dass sich das Messsystem auch als Gebrauchsnormale einsetzen lässt. Der Fühler eignet sich ideal für Anwendungen in der Qualitätssicherung; bei Kalibrierdienstleistungen und im Labor.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-0226
Hersteller (Marke)	Testo

