



## Testo® Lebensmittelkontroll-Set

### Artikelbilder

---



### Beschreibung

---

Als Qualitätsbeauftragter oder Lebensmittelinspektor führen Sie umfassende Lebensmittelkontrollmessungen durch. Sicher verstaut im Koffer erhalten Sie fünf handliche Messgeräte, mit denen Sie zuverlässig Temperatur-Schnelltests und Kerntemperaturmessungen durchführen sowie pH-Wert und Frittierölqualität bestimmen.

## Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-0533
Hersteller (Marke)	Testo

