



Testo[®] Mess-Stativ für Behaglichkeitsmessung

Artikelbilder



Beschreibung

Nutzen Sie das Mess-Stativ zusammen mit dem passenden Klimamessgerät und den entsprechenden Sonden beispielsweise für folgende Anwendungen: Bestimmung von Luftgeschwindigkeit und Zugluftrisiko gemäß EN 13779 mit Turbulenzgrad-Sonden Bestimmung von PMV/PPD-Wert gemäß ISO 7730 Langzeitmessung von Raumluftqualität Besonders praktisch: Die Tasche ist mit einem separaten Fach zum sicheren Transport eines Globe-Thermometers ausgestattet. Dort kann auch das Kabel des Globe-Thermometers in einem zusätzlichen Fach verstaut werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0402
Hersteller (Marke)	Testo

