



## Testo<sup>®</sup> Multifunktionskoffer klein

### Artikelbilder

---

### Beschreibung

---

Zuverlässigen Schutz vor Beschädigung und sicheren Transport bietet der Multifunktionskoffer klein, in dem bis zu 8 Datenlogger Platz finden. Der Koffer ist mit einer Ausleseeinheit mit USB-Schnittstelle ausgestattet, in der sich alle 8 Datenlogger gleichzeitig am PC programmieren und auslesen lassen. Nutzen Sie hierfür unsere intuitiv bedienbare Software (bitte separat bestellen). Vom schnellen Konfigurieren und Auslesen über die umfangreiche Datenanalyse bis hin zur einfachen und validen Berichterstellung unterstützt die Software Ihre Prozesse effektiv. Praktisch und zeitsparend: Ohne vorher aus der Ausleseeinheit entnommen und wieder eingelegt werden zu müssen, können die Logger beim nächsten Einsatz direkt neu konfiguriert werden.

### Zusätzliche Informationen

---

Art.-Nr.	TO-0339
Hersteller (Marke)	Testo

