



Testo® Ringspaltsonde - zur O2-Zuluftmessung

Artikelbilder



Beschreibung

Dank ihrer gebogenen Form lässt sich die Sonde ganz einfach in den Ringspalt einführen und ermöglicht im Gegensatz zu Sonden mit starrem Sondenrohr nicht nur punktuelle Messungen am Zugang. So kann der Ringspalt auch auf Leckagen oder Verstopfungen untersucht werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0801
Hersteller (Marke)	Testo

