



Testo[®] Robuster Edelstahl-Lebensmittelfühler Pt100

Artikelbilder



Beschreibung

Der robuste Edelstahl- Lebensmittelfühler (Pt100) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler EN 13485 und HACCP konform ist. Außerdem ist er nach IP65 gegen Strahlwasser geschützt.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0212
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680992272

