



Testo® Robuster Lebensmittel-Einstechfühler NTC

Artikelbilder



Beschreibung

Der robuste Lebensmittel-Einstechfühler (NTC) wird vor allem zur Messung der Kerntemperatur von Lebensmitteln eingesetzt. Besonders praktisch für den Einsatz im Lebensmittel-Bereich ist, dass der Fühler EN 13485 und HACCP konform ist, wenn er an ein entsprechendes Messgerät (z.B. testo 110) angeschlossen wird. Der Spezialhandgriff sorgt für eine einfache Handhabung bei der Kerntemperaturmessung von halbfesten Lebensmitteln.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0220
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680932411

