



Testo® Robuster Lufttemperaturfühler, NTC

Artikelbilder



Beschreibung

Schnell, robust und einfach in der Anwendung: Halten Sie den Lufttemperaturfühler in die zu messende Umgebung – und erhalten Sie dank freiliegendem Sensor im Sondenrohr den Lufttemperatur-Wert schon nach kurzer Ansprechzeit. Um das Messergebnis zu optimieren, kann der Fühler mit ca. 1,5 m/s in der Luft bewegt werden.

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0217
Hersteller (Marke)	Testo
VGKL Nummer	680931712

