



Testo[®] Servicekoffer - für Volumenstrommessung

Artikelbilder



Beschreibung

Der Servicekoffer ist ideal für den Transport und Schutz Ihres Equipments. Folgendes können Sie sicher im Koffer verstauen: Klimamessgerät testo 440 oder testo 440 dP Flügelrad-Sonde (Ø 100 mm) mit universellem Handgriff. Alternativ Turbulenzgrad-Sonde bzw. Laborabzug-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel Hitzdraht-Sondenkopf 16 mm-Flügelrad-Sondenkopf 100 mm-Flügelrad-Sondenkopf Ausziehbares Teleskop für Strömungs sonden mit universellem Handgriff; oder Flügelrad-Sonde (Ø 16 mm) bzw. Hitzdraht-Sonde (jeweils mit fest angeschlossenem Kabel) 90°-Winkel zum Anschluss von Flügelrad-Sonden (Ø 100 mm) für Messungen an Deckenauslässen Feuchte, CO₂ - oder CO-Sonde (jeweils mit universellem Handgriff); bzw. robuste Feuchte-Temperatur-Sonde mit fest angeschlossenem Kabel Einen zusätzlichen universellen Handgriff (Kabel bzw. Bluetooth[®]) zum

Anschluss von Sondenköpfen Staurohr Batterien Weiteres Zubehör wie z.B. Temperaturfühler; Teleskop-Verlängerung; BLUETOOTH-
/IRDA-Drucker

Zusätzliche Informationen

Art.-Nr.	TO-0020
Hersteller (Marke)	Testo

